



Máy thở không xâm nhập Model MBi-V1

Sản xuất bởi Meiko Automation



Là máy thở không xâm nhập

Có thể sử dụng tại bệnh viện hoặc
sử dụng tại nhà, khu điều dưỡng

Có tính năng kết nối mạng để giám sát
từ xa

Có tính năng HFNC

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

- ☐ Cung cấp giải pháp điều trị hô hấp toàn diện:
 - ☐ Smart CPAP: Thở áp lực dương liên tục CPAP, thay đổi áp lực liên tục theo nhịp thở của bệnh nhân nhưng vẫn đảm bảo PEEP theo thông số cài đặt
 - ☐ BiPAP: Thở không xâm lấn 2 mức áp lực dương, với nhiều chế độ hỗ trợ khác nhau
 - ☐ HFNC: Điều trị oxy dòng cao qua Cannula mũi
- ☐ Theo dõi chỉ số SpO_2 và nhịp mạch
- ☐ Theo dõi chỉ số FiO_2 thực tế
- ☐ Cảnh báo tình trạng bất thường: PIP cao/thấp, nhịp thở cao/thấp, Vt cao/thấp, SpO_2 thấp, máy sắp hết pin.
- ☐ Kết nối internet để giám sát và điều khiển từ xa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Tên máy:	Máy thở không xâm nhập
Chủng loại:	MBi-V1
Nguồn điện:	100 – 240 VAC 50/60Hz 120W
Kích thước:	L302xW313xH252
Khối lượng:	13kg
Pin dự phòng:	Có
Kết nối internet:	Có
Áp suất oxy đầu vào:	2.76 – 6 bar

THÔNG SỐ THEO DÕI

Chỉ báo pha/thời điểm kích hoạt nhịp thở	Tự thở, Thở theo thời gian, Thở ra
Áp lực đỉnh khi hít vào (PIP)	0–50 cmH ₂ O ±2 cmH ₂ O
Áp lực cuối thì thở ra (PEEP)	0–50 cmH ₂ O ±2 cmH ₂ O
Rò khí của bệnh nhân/Tổng rò khí	0–200 lít/phút btps ±3 lít/phút
Tần số thở	0–90 nhịp/phút ±5% hoặc ±2 nhịp/phút, lấy giá trị nhỏ hơn
Ti/Ttot	0-91% ±5%
Thể tích khí lưu thông	100-2500 ml ±(10% + 20ml)
FiO ₂	21-100% ±3%
SpO ₂	60-100% ±3%
Nhịp mạch	55-135 nhịp/phút ±2%
Lưu lượng oxy	0–60 lít/phút ±3 lít/phút

THÔNG SỐ CÀI ĐẶT

CPAP	4-20CmH2O
Áp lực thở ra (EPAP)	4-20CmH2O
Áp lực hít vào (IPAP)	4-40CmH2O
I-time (Thời gian hít vào)	0.30-3.00 giây
Nồng độ oxy (%)	21-100%
Lưu lượng oxy	10-60 lít/phút
Thời gian tăng áp	Tắt, 5-45 phút
Tần số thở (Rate)	4-60 nhịp/phút
Thời gian tăng áp (Rise time)	1-5 phút
Kích hoạt hít vào (Inspiratory Trigger)	Mức bình thường, 1-10
Kích hoạt thở ra (Expiratory Trigger)	0-100%
Cân nặng của bệnh nhân	20-150Kg
WiFi	Tên wifi, Mật khẩu

CẢNH BÁO

High Rate (Cảnh báo tần số thở cao)	5-90 nhịp/phút
Low Rate (Cảnh báo tần số thở thấp)	1-89 nhịp/phút
High Vt (Cảnh báo thể tích khí lưu thông cao)	200-3500ml
Low Vt (Cảnh báo thể tích khí lưu thông thấp)	Tắt, 5-1500ml
High PIP (Cảnh báo áp lực hít vào cao)	5-50cmH2O
Low PIP (Cảnh báo áp lực hít vào thấp)	Tắt, 1-40 cmH2O
Low SpO ₂ (Cảnh báo SpO ₂ thấp)	60-99%



CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION

📍 1F, nhà EMS 2, Lô CN9, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, xã Tây Phương, Hà Nội

🌐 Website: <https://meiko-auto.vn>

✉ Email: info-mkac@meiko.vn

☎ HOTLINE: (+84) 904 881 652

